

Termostato con circulación

MODELO TVD



Av. Alvarez Thomas 2651
C1431FOD Buenos Aires
Argentina

Tel.: (54-11) 4521-2070
Fax: (54-11) 4522-9535

E-mail: vicking@vicking.com.ar
Web Site: www.vicking.com.ar

MANUAL DE USO

Características Técnica

Rango de temperatura:	Ambiente + 5° C a 99° C.
Control de temperatura:	Electrónico proporcional con microprocesador.
Lectura de temperatura:	Digital de 2 dígitos.
Ajuste de temperatura:	Digital de 2 dígitos.
Estabilidad de temperatura:	+/- 0,3° C.
Bomba de circulación:	Caudal máximo 6 L / min. a h = 0
Seguro sobre temperatura:	Termostato hidráulico variable.
Opcional:	
Cuba:	De acero inoxidable, calidad AISI 304 Sistema de doble pared con aislación de lana de vidrio.

Puesta en marcha y funcionamiento

Estas instrucciones le permitirán operar la unidad rápidamente

- 1.Prepare la unidad cuidadosamente
- 2.Llene la unidad con el líquido correspondiente, hasta 2 cm. debajo del borde del baño

De ambiente +5 a 90 °C, utilice agua desionizada o destilada
De 90 a 99 °C, utilice preferentemente, aceite siliconado

En altas temperaturas se produce pérdida de agua por evaporación por lo que es conveniente usar tapa a 2 aguas

3. Conecte la unidad a enchufes con protección a tierra. Compare los datos de la tarjeta del baño con las correspondientes a la red eléctrica del lugar.
4. Conecte el interruptor de red con luz incorporada. Se ilumina la lámpara de neón. En esta posición el indicador digital (Display) de temperatura , marca 00.
5. Deberá fijar el termostato de seguro a temperatura máxima.
6. Para fijar la temperatura de trabajo, presionando la tecla ▲ la temperatura sube y presionando la tecla ▼ la temperatura baja.
7. Una vez fijada la temperatura de trabajo, después de 5 segundos , el indicador marca la temperatura real del agua, hasta que llega a temperatura fijada (este proceso puede tardar entre 30 y 45 minutos dependiendo de la temperatura pre fijada).
La temperatura se mantiene con una precisión de mas / menos 0.1 °C.
8. Para verificar la temperatura fijada, pulsar cualquiera de las teclas .▲▼
Durante 5 segundos el Display digital indicará la temperatura fijada, para luego volver a marcar la temperatura real.
9. Fijar el termostato de seguro 2 o 3°C por encima de la temperatura elegida.

Control de calidad y funcionamiento

El termostato con Circulación Modelo TVD N° ha sido inspeccionado verificándose sus condiciones técnicas y su funcionamiento

Certificado de venta

Nombre de la compañía:.....

Dirección

Fecha de venta

Garantía

El Termostato con circulación modelo TVD posee garantía total por doce meses a partir de la fecha de compra
Durante este periodo el equipo debe ser reparado sin cargo
La garantía se pierde si la chapa con la indicación del Nro de serie del equipo esta dañada o si este ha sido usado en forma distinta a las indicadas en este manual.

Firma y sello del Distribuidor Oficial