

Baños termostáticos y cabezales de circulación
Agitadores, vortex y rotadores - Propipetas de caucho
Policubetas descartables fondo en "U" 96 cavidades.

Desde 1966 fabricando equipos para laboratorio



Bomba de Circulación



Características Técnicas:

- Motor monofásico para 220 V. 50 Hz.
- Eje de acero inoxidable calidad AISI 304.
- Caja de la Bomba, hélice y columna de Nylon.
- Bases y gabinete en chapa de hierro con pintura a fuego de alta resistencia.
- Llave de encendido con luz piloto incorporada, cable trifilar con descarga a tierra y Fusible.
- Capacidad: 6 litros por minuto a nivel cero.

Catálogo N° 1030

Distribuidor Oficial