

## BAÑO TERMOSTÁTICO PARA HISTOLOGÍA



### Descripción

Baño especial para estirado y secado de cortes de tejido para Laboratorio de Histología, Patología, Clínica y Bacteriología. La cuba y el borde del Baño, construidos en aluminio, están terminados en negro semibrillante para mejor visibilidad de los cortes de tejido.

- Gabinete exterior en acero inoxidable 18/8 AISI 304.
- Control exacto de temperatura con precisión de más/menos 0,5° C.
- Los cortes son cuidadosamente secados sobre el borde caliente del Baño.
- Rango de Temperatura: ambiente + 5°C hasta 80°C.
- Panel de control: Incluye el interruptor principal con luz piloto incorporado, perilla de termostato para la regulación de la temperatura y luz piloto del termostato.
- Con porta termómetro de acero inoxidable que se fija en el borde del Baño.
- Se afirma sobre tres patas.
- Cable trifilar con ficha moldeada con conexión a tierra.
- Fusible de 2.5 ampere.
- Para conectar a 220 V - 50/60 Hz.

Distribuidor Oficial