

TERMOSTATO CON CIRCULACIÓN MODELO TVA

Especial para trabajos de enzimometría y espectrofotometría general.



Características Técnicas:

Rango de temperatura:	Ambiente + 5°C a 100° C.
Regulación:	Termostato hidraulico analógico.
Lectura de Temperatura:	Termómetro de mercurio (no incluido)
Ajuste de Temperatura:	Analógico
Estabilidad de temperatura:	+/- 0,5° C.
Bomba de circulación:	Caudal máximo 6 L / min. a h = 0
Seguro sobretemperatura:	Termostato hidráulico variable.
Conexión para:	220 V. 50 / Hz.

Catálogo N° 7001

Distribuidor Oficial