

VIDEO COLPOSCOPIO BINOCULAR

MARCA CM FABRICADO POR VICKING S.R.L.



Características Técnicas:

Video Colposcopio Binocular Modelo CM-006

- Distancia libre de trabajo: 250 mm.
- Diámetro de campo visual: 18 mm.
- Profundidad del foco: 4 mm.
- Aumentos: 13X
- Lámpara: Halógena 6V 20W.
- Intensidad de luz variable: 4 -5 -6 v
- Fusible: T160 mA L / 250 v
- Filtro verde
- Base con pie Rodante
- Inclinación del cabezal: 45°
- Giro Horizontal: 360°
- Mecanismo doble de enfoque por piñón y cremallera y de inclinación por una sola perilla de mando
- Mecanismo para el desplazamiento vertical del cabezal, montado sobre soporte giratorio
- Resorte para sistema de suspensión y regulación mecánica del estativo
- Regulación de altura: 990mm a 1290mm
- Óptica de alta resolución
- Modo de Operación: Intermitente
- Con sistema óptico que permite la transmisión de video y la observación binocular simultanea, manteniendo ambas imágenes en foco.
- Para utilizar con cámara de video color CCD con sensor de 1/3", montura C y resolución horizontal de 470 línea mínimo.
- Aumento en pantalla de monitor o televisor de 14": 30 x aproximadamente.
- Voltaje: 220 v - 50/60 Hz - Potencia 20W
- Voltaje a pedido: 110 v - 50/60 Hz

AUTORIZADO POR L.A.A.N.M.A.T. PM-1336-1

Distribuidor Oficial