


Baños termostáticos y cabezales de circulación
Agitadores, vortex y rotadores - Propipetas de caucho
Policubetas descartables fondo en "U" 96 cavidades.

Desde 1966 fabricando equipos para laboratorio



Policubetas Descartables



Material

Poliestireno rígido cristal.

Geometría de Construcción

Comprende 96 cavidades distribuidas en 12 columnas de 8.
Su forma es en "U" con fondo semi-esférico.

Presentación

Caja de 50 unidades selladas c/u en
bolsas de polietileno

Catálogo N° 8002-1

Caja de 300 unidades sin embolsar.

Catálogo N° 8002

Distribuidor Oficial

