

Baño Termostático Modelo "Masson II"



Descripción

Los Baños Termostáticos modelo MASSON II son ideales para trabajos en Serología, Bioquímica, Química, Microbiología, Farmacia, Petroquímica, Laboratorios de Control, etc. Están construidos exterior e interiormente en chapa de acero inoxidable calidad AISI 304 18/8, con terminación pulido brillante.

Poseen doble termostato, tipo hidráulico, importado de Alemania; uno para el control de la temperatura y el otro como seguro.

En el caso de que el termostato de control falle, el termostato de seguro automáticamente pasa a controlar el baño, evitando la pérdida de muestras o especímenes, especialmente difíciles de reponer.

Ambos termostatos poseen luces pilotos que indican cuando están operando.

La sensibilidad de ambos termostatos es de $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$.

El rango de temperatura de trabajo se extiende desde 5°C por encima de la temperatura ambiente hasta 100°C .

La uniformidad de la temperatura es de $\pm 0,25^{\circ}\text{C}$.

Tiene aislación de lana de vidrio en todos sus lados de 25 mm. de espesor, y de 60 mm. en el frente.

Se entrega con gradillas para 39 tubos de Kahn o 33 tubos de ensayo cada uno. Cable de conexión trifilar y ficha moldeada en una sola pieza.

Para conectar a 220 V - 50/60 Hz.

Opcional: Tapa a dos aguas
Tapa con juego de aros concéntricos

Catálogo N° 1202

Distribuidor Oficial